

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

DESEMBALAJE

Remueva el producto del empaque e inspeccione en busca de daños y verifique que el modelo sea correspondiente al solicitado. Si el producto está dañado o no corresponde al modelo solicitado no lo use, contacte de inmediato al distribuidor o la fábrica, en caso de que el equipo sea utilizado, no se podrá hacer el cambio o remplazo y la garantía será anulada.

ATENCIÓN

En caso de almacenamiento del equipo es importante que se haga en su empaque original y sellado en un lugar seco y cubierto, no expuesto a la intemperie o humedad. La temperatura de operación y almacenamiento no deberá exceder los 45°C, y el uso es siempre en interiores.

RESPONSABILIDAD POR EL USUARIO

ADVERTENCIA

El servicio de este dispositivo siempre debe ser operado por personal capacitado. El producto tendrá el desempeño correcto siempre y cuando las instrucciones de montaje, uso, reparación y mantenimiento se sigan adecuadamente, así mismo se recomienda la limpieza y revisión periódica del dispositivo. Si una avería se presenta el equipo no deberá utilizarse, en esta instrucción se incluyen partes o adaptaciones que puedan alterar el uso o contaminar las partes originales. El mantenimiento debe ejecutarse con personal capacitado y certificado, Arigmed declina su responsabilidad en caso de que el dispositivo presente reparaciones y mal uso que ocasionen fallas de funcionamiento y la responsabilidad de la sustitución del equipo será exclusiva del usuario.

ADVERTENCIA MRI

Este dispositivo contiene materiales magnéticos y ferrosos que pueden causar anomalías en las lecturas MRI.

ESPECIFICACIONES

Regulador para vacío continuo, con sistema de apertura de flujo de vacío ON/OFF en parte lateral, vacío regulable para graduación de más a menos o viceversa.

Incluye dispositivo de lectura análogo (vacuómetro) señalando la escala doble de 0-76 cmHg y de 0 a 30" inHg, subdivisiones en color para señalar vacío normal (verde), vacío medio (amarillo), vacío alto límite (naranja) y vacío muy alto (rojo).

Fabricado en estructura de inyección de aluminio con acabado en pintura electrostática horneada en color blanco, diafragma fabricado en inyección de plástico grado FDA y conexiones en latón maquinado acabado en cromo.

Conector posterior para enchufe directo a salida mural o de consola para toma de vacío directo.

Salida para manguera tipo espiga o DISS para enchufe a recipiente de almacenamiento de secreciones para vacío.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Limpie el exterior del equipo con un paño "limpio y humedecido" con solución limpiadora "suave".
- No utilice cloro o sus derivados, soluciones a base de hidrocarburos.
- No utilice limpieza de autoclave y no sumerja el equipo en cualquier líquido o sustancia, la garantía del dispositivo podrá quedar anulada cuando se presenten los casos anteriores.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Con la perilla CERRADA (-) conecte a la toma de VACÍO, verifique que el acoplamiento sea hermético.
2. Inspeccione el regulador en busca de daños visibles, en caso de percibir alguna alteración o daño NO LO UTILICE.
3. Para abrir el paso del flujo de vacío presione el botón que está del lado izquierdo del regulador, para cerrarlo, presione el botón del lado derecho.
4. Calibre el nivel de vacío con la perilla (+/-) observando el vacuómetro.
5. Para desacoplar el aditamento de la toma de VACÍO o conectar mangueras y/o equipos al mismo, siempre cierre primero la perilla (-).



arigmed

GRUPO ARIGMED S. de R.L de C.V
Calle 16 de Enero de 1969 No.6 Huiztla, Tizayuca Estado de Hidalgo, México Certificado ISO 9001:2008
www.arigmed.com ventas@arigmed.com (779) 79-69-370 al 99 Sin costo 01-800-685-60-65



ADVERTENCIA

La operación del dispositivo no debe ser en presencia de gases “anestésicos” inflamables, puede presentarse riesgo de explosión causada por “cargas estáticas”.

PARA ELIMINAR EL RIESGO DE EXPLOSIÓN Y FUEGO.

- Nunca intente acoplar el regulador de vacío a un “cilindro de gas médico.
- No use aceite, grasa, lubricantes orgánicos o materiales inflamables cerca del regulador de vacío.
- No fume en el área de operación del regulador de vacío.
- No utilice ningún tipo de flama o material altamente combustible cerca del regulador de vacío.
- Mantenga el regulador de vacío en un área limpia cuando no esté en uso.

USO PREVISTO DEL EQUIPO

Es utilizado para suministrar VACÍO MÉDICO regulado. La administración del vacío por medio del aditamento debe ser bajo supervisión profesional.

Cualquier modificación, alteración o adaptación está prohibida y Arigmed no se responsabiliza de daños que puedan ser causados a los usuarios.

Arigmed bajo ninguna circunstancia será responsable por daños incidentales o consecuentes a la pérdida de beneficios, pérdida de ventas o lesiones a personas y propiedades a causa de sus equipos lo anterior dará a la terminación y anulación de todas las obligaciones adquiridas, ya sean basadas en un contrato o un acuerdo que impliquen lo contrario a lo señalado anteriormente.

Arigmed se reserva el derecho de cambiar diseños, materiales y especificaciones sin previo aviso, toda reclamación debe ser aprobada de primera instancia por Arigmed para aprobar la elegibilidad de la aplicación de esta garantía.



INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PARA REGULADOR DE VACÍO